

ПАЛАТНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ

РАДИОЛОГИЯ

Системы Dixon Remodix 9507 позволяют проводить рентгеновские исследования в условиях стационара, в отделениях хирургии и реанимации. Легкий мобильный корпус и коллиматор на поворотном вертикальном штативе позволяют точно и просто осуществлять позиционирование.

- Малый вес аппарата
- Высокая выходная мощность
- Удобное и эргономичное управление
- Плавность хода и перемещения
- Легкость преодоления порогов
- Анатомические программы



	Remodix 9507 + цифровой детектор	Remodix 9507 плёночный
Поворот штатива в горизонтальной плоскости	•	•
Поворот излучателя относительно штатива	•	•
Пульт дистанционного управления ИК	•	•
Получение снимков в цифровом формате	•	
Портативное АРМ оператора	•	

DIXION