

# СТРЕСС-СИСТЕМА



Система для проведения нагрузочных тестов DIXION ST-1212 включает компьютерный электрокардиограф, программное обеспечение для стресс-теста, персональный компьютер, а также комплект принадлежностей для проведения стресс-теста.

В состав стресс-системы входит также современная велоэргометр или беговая дорожка, обеспечивающая плавный запуск и наращивание скорости, что позволяет пациентам легко адаптироваться к режиму нагрузки.

Беговая дорожка или велоэргометр подключаются к персональному компьютеру через интерфейс RS-232, врач выбирает в программе стресс-теста один из стандартных протоколов или может создать собственный протокол.

- ❖ Автоматическая коррекция базовой линии для обеспечения стабильной записи ЭКГ
- ❖ Отображение в реальном времени на дисплее 3/6/12 отведений ЭКГ и трендов ST
- ❖ Анализ усредненных комплексов, трендов и полной записи ЭКГ
- ❖ Автоматическая подстройка нулевой (базовой) линии ЭКГ для оптимальной печати
- ❖ Высокопроизводительные фильтры гарантируют стабильность сигналов ЭКГ
- ❖ Встроенные протоколы для стресс-тестов
- ❖ Возможность создания собственного протокола
- ❖ Управление тредмиллом, велоэргометром и монитором для измерения давления
- ❖ Готовые форматы отчетов
- ❖ Сохранение всех данных на жестком диске,
- ❖ Возможность просмотра и распечатки данных стресс-теста
- ❖ Неограниченная база данных пациентов

# **DIXION**

---

**Телефоны: +7(495) 780-07-93, 921-44-95, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)**

**e-mail: [info@dixion.ru](mailto:info@dixion.ru), [www.dixion.ru](http://www.dixion.ru)**