

## Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

### СТЕРИЛИЗАТОРЫ



	Statim 2000S	Statim 5000S	Statim 2000G4	Statim 5000G4
Стерилизация паром	•	•	•	•
Класс стерилизации	S	S	S	S
Рабочая температура, °C	121-134	121-134	121-134	121-134
Объем камеры, л	1,8	5,1	1,8	5,1
Кассетные	•	•	•	•
Размер кассеты, шхгхв, мм	280×180×35	380×180×75	280×180×35	380×180×75
Габариты, шхгхв, мм	485×415×150	550×475×190	485×415×150	550×475×190
ЖК-монохромный дисплей	•	•		
ЖК-цветной, сенсорный дисплей			•	•
Сетевое подключение со сбором данных			•	•