

ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ



	S280-02	S280-03	S350-02	S350-03
Галоген	■		■	
LED	○	■	○	■
Верхний осветитель			■	■
Нижний осветитель	■	■		
Увеличение 6x		■		■
Увеличение 10x	■	■	■	■
Увеличение 16x	■	■	■	■
Увеличение 25x	■	■	■	■
Увеличение 40x		■		■
Фильтры: бесцветный, синий, тепловой и нейтральный	■	■	■	■