

ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

Щелевые лампы DIXION представлены широким модельным рядом. Имеют две, три или пять ступеней увеличения, верхний или нижний осветитель в зависимости от предпочтений врача. Комплекуются удобным электроподъемным столом с плавным ходом.

- Современный и долговечный LED осветитель
- Длина и ширина щели от 0 до 14 мм



ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

	S280-02	S280-03	S350-02	S350-03
Микроскоп Галилея	•	•	•	•
Верхний осветитель			•	•
Нижний осветитель	•	•		
Увеличение 6x		•		•
Увеличение 10x	•	•	•	•
Увеличение 16x	•	•	•	•
Увеличение 25x	•	•	•	•
Увеличение 40x		•		•
Фильтры: бесцветный, синий, тепловой и нейтральный	•	•	•	•