


Операционные столы DIXION, Россия



	Surgery 8500	Surgery 8600	Surgery 8700-01	Surgery 8700-02	Surgery 8800	Surgery 8500-01	Surgery 8200
Механогидравлический привод	•					•	
Электромеханический привод		•	•				•
Электрогидравлический привод				•	•		
Рентгенопрозрачное ложе стола	•	•	•	•	•		
Возможность работы с С-дугой		•	•	•	•		
Продольный сдвиг ложа		•	•	•	•		
Встроенный почечный валик	•	•	•	•	•		
Аккумуляторная батарея		•	•	•	•		•
Съемные головные и ножные секции	•	•	•	•	•		
Пульт ДУ		•	•		•		
Матрас с эффектом памяти	●	•	•	•	•		
Для офтальмологии						•	•

●- опция