

## Смотровые столы Lojer, Финляндия



4040XL



4040X



Capre E2

Современные и простые в использовании смотровые столы, которые были разработаны в тесном сотрудничестве с профессионалами здравоохранения, чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности. Столы адаптируются к множеству различных сценариев обследования и лечения и имеют широкий спектр принадлежностей.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Низкая минимальная высота позволяет обеспечить легкий доступ детям и пожилым пациентам
- Автоматическая остановка и подъем при нахождении препятствия во время регулировки вниз (модель 4040 XL)

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	4040XL	4040X	Capre E2
Количество секций	2	2	2
Колеса с центральной блокировкой	•	•	○
Максимальная нагрузка, кг	300	210	210
Диапазон регулировки высоты, см	42 - 97	40 - 95	45 - 92
Тренделенбург	○	○	
Антитренделенбург	○		

○ - опция



4050X

## Гинекологический стол Lojer, Финляндия

Многофункциональный смотровой гинекологический стол с уникальными гигиеническими характеристиками. Он особенно хорошо подходит для гинекологических обследований, но может также использоваться для небольших операционных вмешательств.



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Количество секций - 3
- Колеса с центральной блокировкой
- Минимальная нагрузка 210 кг
- Диапазон регулировки высоты 49 – 97 см
- Трендельбург/антитрендельбург (опция)
- Аккумулятор (опция)



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простые регулировки высоты и положения секций без применения пультов управления для большей эффективности и гигиеничности
- Бесступенчато регулируемые пяточные опоры

