

Stormoff

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Видеосистема эндоскопическая 4K Sophway

Качество в деталях



Видеосистема эндоскопическая 4K SV-800

Видеосистема с источником света

- Разрешение 4K UHD 3840×2160 пикселей
- 7-дюймовый сенсорный цветной дисплей с меню управления на русском языке
- 9 предустановленных режимов работы для различных нозологий
- Настройка и сохранение пользовательских режимов работы
- Запись фото и видеоизображений на внутренний жесткий диск и внешний носитель информации
- Цифровой зум x2.0
- Просмотр ранее записанных изображений
- Запись информации о пациентах
- Ручная и автоматическая регулировка яркости
- Светодиодный источник света, срок службы лампы не менее 60 000 часов
- Универсальный разъем для световодов различных производителей



4K камера


- 3-чиповая головка видеокамеры
- Легкая и эргономичная конструкция, вес 206 г
- Кнопка быстрой автофокусировки (<0,5 сек.)
- Кольцо ручной настройки фокусировки
- 3 программируемые кнопки
- Поддержка плазменной стерилизации




Система по необходимости комплектуется Монитором хирургическим 4K 31,5" или 55" и аппаратной стойкой с кронштейном для монитора.

Видеосистема эндоскопическая 4K SV-800

Трехчиповая технология обеспечивает естественную цветопередачу и повышенную детализацию



SD-WDR сверхширокий динамический диапазон
BV-ACE улучшение визуализации кровеносных сосудов
WV-AIE динамическое повышение резкости изображения



Инсуффлятор

- Максимальная производительность 50 л/мин
- Диапазон поддерживаемого давления 1–30 мм рт. ст.
- Сенсорный цветной дисплей с меню управления на русском языке
- Специальные предустановленные режимы работы: стандартный, педиатрический, бариатрический, высокопоточный
- Функция нагрева газа
- Настройка пользовательского режима работы
- Поддержка функции дымозевакуации
- Встроенная система безопасности постоянного контроля интраабдоминального давления, сброс избыточного давления



Регистрационное удостоверение РЗН 2025/25262, НКМИ 271790.



Stormoff

Оснащение медицинских учреждений

**www.stormoff.ru
info@stormoff.com**

+7 (495) 956-05-57