

Таблица совместимости эндоскопов Pentax с процессорами

Модель процессора	Колоноскопы	Гастроскопы	Бронхоскопы	Дуоденоскопы	Назофаринго-ларингоскопы	Цистоскопы
EPK-3000	EC-3490LK, EC-3490FK, EC-3890LK, EC-3890FK, EC-3890FK2, EC-3890TLK	EG-2490K, EG-2790K, EG-2990K, EG-3490K, EG-3890TK, EG16-K10	EB-1170K, EB-1970TK, EB15-J10, EB19-J10	-	VNL8-J10, VNL11-J10, VNL15-J10	ECY-1575K
Серия EPK- i5000	EC-2990Li, EC-3490TFi, EC-3490TLi, EC-3490LK, EC-3490FK, EC-3890LK, EC-3890FK, EC-3890FK2, EC-3890TLK, EC-3890LZi, EC-3890FZi, EC-3890Fi, EC-3890Fi2, EC-3890Li, EC34-i10L, EC34-i10F, EC34-i10M, EC38-i10L, EC38-i10F, EC38-i10F2, EC38-i10M, EC38-i10M2,	EG-2490K, EG-2790K, EG-2990K, EG-2990Zi, EG-3490K, EG-3890TK, EG-2990i, EG16-K10, EG27-i10, EG29-i10	EB-1170K, EB-1970TK, EB-1990i, EB15-J10, EB19-J10	ED34-i10T, ED34-i10T2	VNL8-J10, VNL11-J10, VNL15-J10	ECY-1575K
Серия EPK-i7010	EC-2990Li, EC-3490TFi, EC-3490TLi, EC-3490LK, EC-3490FK, EC-3890LK, EC-3890FK, EC-3890FK2, EC-3890TLK, EC-3890LZi, EC-3890FZi, EC-3890Fi, EC-3890Fi2, EC-3890Li, EC34-i10L, EC34-i10F, EC34-i10M, EC38-i10L, EC38-i10F, EC38-i10F2, EC38-i10M, EC38-i10M2	EG-2490K, EG-2790K, EG-2990K, EG-2990Zi, EG-3490K, EG-3890TK, EG-2990i, EG16-K10, EG27-i10, EG29-i10, EG-3270UK, EG-3670URK, EG-3870UTK	EB-1170K, EB-1970TK, EB-1990i, EB15-J10, EB19-J10, EB-1970UK, EB19-J10U	ED34-i10T, ED34-i10T2	VNL8-J10, VNL11-J10, VNL15-J10	ECY-1575K