

## Спирометры Chest, Япония



CHESTOGRAPH HI-105



Spiromaster PC 10



CHESTOGRAPH HI-801

Спироанализаторы Chest – это портативные современные устройства для оценки функционального состояния легких. Спирометр может быть использован для ранней диагностики и оценки эффективности терапии большинства респираторных заболеваний.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подходят для детей
- Сменные головки датчиков
- Стерилизуемы частично или полностью
- Передача данных на ПК
- Параметры: жизненная емкость легких, форсированная жизненная емкость легких, макс. вентиляция легких, ингаляционный тест

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	CHESTOGRAPH HI-101	CHESTOGRAPH HI-105	CHESTOGRAPH HI-801	Spiromaster PC 10
Цветной дисплей		•	•	•
Встроенный аккумулятор		•		•
Печатающее устройство	•	•	•	○
Минутная вентиляция легких	•	•	•	
Респираторное давление			○	
Сопrotивление дыхательных путей			○	
Риноманометрия, пульсооксиметрия			○	

○ - опция