

## Ультразвуковые эндоскопы



	EG-3670URK	EG-3870UTK	EG-3270UK	EB19-J10U
Диаметр вводимой трубки, мм	12,1	12,8	10,8	6,4
Диаметр рабочего канала, мм	2,4	3,8	2,8	2,2
Рабочая длина вводимой трубки, мм	1250	1250	1250	600
Общая длина, мм	1560	1560	1560	860
Поле зрения, град	140°	120°, вперед с наклоном – 45°	120°, вперед с наклоном – 50°	120°, вперед с наклоном – 45°
Глубина резкости, мм	4-100	5-100	5-100	3-100
<b>Изгиб дистального конца:</b>				
- вверх	130°	130°	130°	180°
- вниз	60°	130°	130°	130°
- вправо	60°	120°	120°	–
- влево	60°	120°	120°	–
Направление сканирования	поперечное	продольное	продольное	продольное
Метод сканирования	радиальный	конвекс	конвекс	конвекс