

СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея



	HS 2321BL	HS 2321SD	HS 2522BL	HS 2522SD	HS 3035BL	HS 3035SD	HS 3041BL	HS 3041SD	HS 60	HS 3460
Класс стерилизации	B	S	B	S	B	S	B	S	S	S
Количество программ	6	5	6	5	6	5	6	5	5	5
Объем камеры, л	21	21	22	22	35	35	41	41	60	60
Размеры камеры, шхгхв, мм	225×425×225		Ø255×447		Ø300×557		302×450×302		Ø340×719	
Горизонтальная загрузка	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Вертикальная загрузка									•	
Настольный	•	•	•	•	•	•	•	•		
Напольный									•	•

Стационарные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея



	HS 4085 S	HS 5020 S	HS 5025 S	HS 5025 D	HS 5035 S	HS 5035 D
Класс стерилизации	B	B	B	B	B	B
Объем камеры, л	85	196	250	250	350	350
Размеры камеры, шхгхв, мм	Ø400×680		Ø500×1000		500×1000×700	
Проходной тип				•		•
Непроходной тип	•	•	•		•	

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада



СТЕРИЛИЗАТОРЫ И СИСТЕМЫ ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА



	Statim 2000S	Statim 5000S	Statim 2000G4	Statim 5000G4
Класс стерилизации	S	S	S	S
Стерилизация паром	•	•	•	•
Рабочая температура 121-134 °C	•	•	•	•
Объем камеры, л	1,8	5,1	1,8	5,1
Размер кассеты, шхгхв, мм	280×180×35	380×180×75	280×180×35	380×180×75
Габариты, шхгхв, мм	485×415×150	550×475×190	485×415×150	550×475×190
ЖК-монохромный дисплей	•	•		
ЖК-цветной, сенсорный дисплей			•	•
Сетевое подключение со сбором данных			•	•

Системы ламинарного потока Dixion, Россия



	Серджин Эйр	Эйрмедикал Серджин Эйр С	Инструмент Эйр
Максимальная величина выходящего воздушного потока	600 м³/час ± 20%	600 м³/час ± 20%	450 м³/час ± 20%
Сенсорный экран		•	
HEPA-фильтр H14 DIN EN 1822-2:2009	•	•	•
Лазерное наведение на операционную рану	○	○	○
Система видеозаписи и документирования	○	○	○

○ - опция