

БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



	Torus 1200	Torus 1210	Torus 1220	Torus 1230	Torus 1240
Полуавтоматическая система	■				
Автоматическая система		■	■	■	■
Открытая система реагентов	■	■	■	■	■
Производительность, тестов в час	50	200	200	230	300
Управление	дисплей	ПК	ПК	ПК	■
Блок охлаждения реагентов		■		■	■
Моющая станция		■		■	■
ISE модуль					○
Измеряемые параметры:					
– Ферменты	■	■	■	■	■
– Субстраты	■	■	■	■	■
– Электролиты	■	■	■	■	■
– Иммунотурбидиметрические тесты		■	■	■	■
– Коагулометрические тесты			■	■	

○ опция