

## Видеобронхоскопы



	серия HR		серия J10	
	EB-1970TK	EB15-J10	EB19-J10	
Диаметр вводимой трубки, мм	6,3	5,2	6,4	
Диаметр инструментального канала, мм	3,2	2	2,8	
Длина рабочей части, мм	600	600	600	
Общая длина, мм	860	875	875	
Поле зрения, град	120°	120°	120°	
Глубина резкости, мм	3-50	3-100	3-100	
<b>Изгиб дистального конца:</b>				
- вверх	180°	210°	180°	
- вниз	130°	130°	130°	
- вправо				
- влево				
Тонкие				
Стандартные			•	
Терапевтические		•	•	

## Бронхофиброскопы



	серия V				серия RBS	
	FB-8V	FB-15V	FB-18V	FB-19TV	FB-15RBS	FB-18RBS
Диаметр вводимой трубки, мм	2,8	4,9	6	6,2	4,9	6
Диаметр рабочего канала, мм	1,15	2,1	2,7	3	1,95	2,55
Длина рабочей части, мм	600	600	600	600	600	600
Общая длина, мм	900	900	900	900	880	880
Поле зрения, град	100°	120°	120°	120°	100°	100°
Глубина резкости, мм	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50
<b>Изгиб дистального конца:</b>						
- вверх	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вниз	130°	130°	130°	130°	130°	90°
- вправо						
- влево						
Ультратонкий	•					
Тонкий		•				
Стандартный			•		•	
Терапевтический			•	•		•
Встроенный источник света батарейного типа					•	•
Портативный					•	•