

Электрокардиографы Dixion, Россия



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ



	ECG-1003	ECG-1006	ECG-1012	ECG-1012 Exp
Количество каналов	3	3,6	6,12	6,12
Цветной дисплей	•	•	•	•
Проведение стресс-теста				•
Интерпретация	•	•	•	•
Подключение к ПК	•	•	•	•
Автоматическая детекция аритмии	•	•	•	•
Поворотный дисплей	•			•
Полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура		•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•	•

Электрокардиографы GE Healthcare, США



	Mac 2000	Mac 600
Количество каналов	12	3
Цветной дисплей	•	•
Интерпретация	•	•
Подключение к ПК	•	
Передача данных на SD-карту	•	•
Автоматическое подавление помех	•	
Сканер штрих-кода	●	
Встроенная память на 200 ЭКГ	•	
Полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура	•	
Диапазон измерения	•	•

● - опция

Электрокардиографы BTL, Великобритания

L-серия



	08 LC Plus	08 LC	08 LT Plus	08 LT
Количество каналов	12	12	12	12
Цветной дисплей	8,4"	8,4"	5,7"	5,7"
Проведение стресс-теста	●	●	●	●
Спирометрия	●	●	●	●
Интерпретация	●	●	●	●
Подключение к ПК	●	●	●	●
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•	•	•	•
Формат бумаги для печати	A4	A5	A4	A5
Определение кардиостимулятора	•	•	•	•
Индикация контакта каждого электрода	•	•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•	•

● - опция

M-серия



	08 MT Plus
Количество каналов	3, 6, 12
Цветной сенсорный экран	5,7"
Проведение стресс-теста	●
Интерпретация	●
Подключение к ПК	●
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•
Формат бумаги для печати	A4
Определение кардиостимулятора	•
Индикация контакта каждого электрода	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•

● - опция

S-серия



	08 SD6	08 SD3	08 SD1
Количество каналов	6	3	1
Графический дисплей	•	•	•
Проведение стресс-теста	●	●	•
Интерпретация	●	●	•
Подключение к ПК	●	●	•
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•	•	•
Ширина бумаги для печати, мм	58	58	58
Определение кардиостимулятора	•	•	•
Индикация контакта каждого электрода	•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•

● - опция