

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ



	Hemalite 1270	Hemalite 1290	Hemalite 1295
Количество измеряемых параметров	21	27	31
Гистограммы по 3 параметрам	■	■	■
Скатеграммы		■	■
Производительность, тестов в час	60	60	90
Объем образца цельной/капиллярной венозной крови, мкл	9	15	20
Объем образца крови, режим предиллюции, 20 мкл	■	■	■
Дисплей цветной touch screen	■	■	
Память результатов	50 000	50 000	100 000
Автоподатчик			■