

## Инкубаторы DIXION, Россия



## ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО И НЕОНАТОЛОГИЯ

### ИНКУБАТОРЫ



	BabyGuard 1101	BabyGuard 1103	BabyGuard 1107	BabyGuard 1120
Сервоконтроль $t^0$ воздуха, кожи	•	•	•	•
Пассивный увлажнитель		•		
Сервоконтроль влажности			•	•
Мониторинг содержания $O_2$			•	•
Сервоконтроль $O_2$			○	○
ЖК-дисплей с подсветкой				•
LCD - дисплей				○
Индикаторы	•	•	•	
Аварийный аккумулятор			•	•
Регулировка высоты основания				•
Держатель рентген-кассеты				•
Запись трендов				•
Ящик для принадлежностей	•	•	•	•
Встроенные весы		○	○	○

○- опция

## Инкубаторы DRÄGER, Германия



	Isolette C2000	Isolette 8000 plus
Сервоконтроль $t^0$ воздуха	•	•
Сервоконтроль $t^0$ кожи	•	•
Пассивный увлажнитель	•	•
Сервоконтроль влажности	•	•
Мониторинг содержания $O_2$	•	•
Сервоконтроль $O_2$	○	•
ЖК-дисплей с подсветкой	•	•
LCD - дисплей		○
Аварийный аккумулятор	•	•
Регулировка высоты основания	•	•
Держатель рентген-кассеты	•	•
Запись трендов	•	•
Ящик для принадлежностей	•	•
Встроенные весы	○	○

○- опция