

## Каталки для транспортировки пациентов Lojer, Финляндия

## КАТАЛКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ



	Emergo 6230	Emergo 6250	Emergo 6270	Emergo 6350	Emergo 6370
2 секции	•	•	•		
3 секции				•	•
Фиксированная высота ложа	•				
Гидропривод высоты ложа		•	•	•	•
Рентгенпрозрачное ложе			•		•
Тренделенбург	•	•	•	•	•
Антитренделенбург	•	•	•	•	•
Держатель кислородного баллона на 2 или 5 кг	○	○	○	○	○
Боковые ограждения хромированные	○	○	○	○	○
Инфузионная стойка	○	○	○	○	○
Пятое центральное колесо	○	○	○	○	○
Габариты 750×2075 мм	•	•	•	•	•

○ - опция

## Тележки медицинские Lojer, Финляндия



Многофункциональные тележки



Тележки скорой помощи



Тележки для медикаментов



Анестезиологические тележки