

Микроскопы Optika, Италия



МИКРОСКОПЫ



	серия B-200	серия B-300	серия B-500
Планхроматические объективы 4x, 10x, 40x, 100x	•	•	•
Светодиодное освещение	•	•	•
Автоматическая коррекция освещения		•	
Бесконечная оптика	•	•	•
Окуляры, мм	20	20	22
Светлое поле	•	•	•
Темное поле	•	•	•
Поляризация	•	•	•
Флуоресценция	•	•	•
Фазовый контраст		•	•
Револьвер объективов	4-позиционный	5-позиционный	