



Vantage Plus LED
Wireless



Vantage Plus LED
Wired



Vantage Plus LED
Digital



Spectra Iris

Производитель	Keeler			
Страна	Великобритания			
Светодиодное освещение	+	+	+	+
Крепление на шлем	+	+	+	
Крепление на оправу				+
Видеокамера			+	
Управление наклоном зеркала	+	+	+	+
Апертуры	4	4	4	3
Фильтры				
Бескрасный	+	+	+	+
Синий кобальтовый	+	+	+	+
Контроль яркости				
На офтальмоскопе	+	+	+	
На источнике питания				+
Источники питания				
Портативный	+		+	
Проводной		+		+