

Операционные столы Dixon

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ



	ET800	ET700S	ET500	Surgery 8600	Surgery 8500	Surgery 8500 oph	ET200
Механогидравлический привод					•	•	
Электромеханический привод			•	•			•
Электрогидравлический привод	•	•					
Пульт ДУ	•	•	•	•			
Аккумуляторная батарея	•	•	•	•			•
Встроенный почечный валик	•	•	•	•	•		
Рентгенопрозрачное ложе стола	•	•	•	•	•		
Продольный сдвиг ложа	•	•	•	•			
Матрас с эффектом памяти	•	•	•	•	○		
Позиция «0»	•	•	•				
Встроенные программные положения	•	•	•				
Механизм легкого защелкивания секций	•	•					
Модульная конструкция стола	•						

○ - опция

Операционные столы Steris, Франция

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ



CMAX



GMAX



CMAX XRAY



Surginox



Easymax

	CMAX	GMAX	CMAX XRAY	Surginox	Easymax
Пневмогидравлический привод				•	
Электрогидравлический привод	•	•	•	•	•
Рентгенопрозрачное ложе стола	•	•	•	•	•
Возможность работы с С-дугой	•	•	•	•	•
Продольный сдвиг ложа	○	○	○	○	○
Встроенный почечный валик	○	○	○	○	○
Аккумуляторная батарея	•	•	•	•	•
Съемные головные и ножные секции	•	•		•	•
Пульт ДУ	•	•	•	•	•
Матрас с эффектом памяти	•	•	•	•	•

○ - опция

Операционные столы Lojer, Финляндия



Scandia SC440 Prime



Scandia SC330



Scandia 310H



	Scandia SC440 Prime	Scandia SC330	Scandia 310H
Электромеханический привод	•		
Электрогидравлический привод		•	
Гидравлический привод			•
Пульт управления	•	•	•
Беспроводной пульт управления (Bluetooth)	○	○	○
Рентгенопрозрачное ложе стола	•	•	•
Возможность работы с С-дугой	•	•	•
Продольный сдвиг ложа	•	•	•
Встроенные аккумуляторы	•	•	
Съемные секции стола	•	•	
Раздельная ножная секция (при некоторых конфигурациях)	•	•	•

○ - опция