

Операционные бестеневые светильники Dixon, Россия



ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



	Convelar 1677 LED	Convelar 1675 LED	Convelar 1655 LED	Convelar 1670 LED	Convelar 1650 LED	Convelar 1607 LED	Convelar 1605 LED
Потолочный 2-х купольный	•	•	•				
Потолочный 1- купольный				•	•		
Передвижной						•	•
Регулировка освещенности	•	•	•	•	•	•	•
Сенсорный пульт управления	•	•	•	•	•	•	
Регулировка цветовой температуры	•	•	•	•	•		
Эндоскопическая подсветка	•	•	•	•	•	•	
Аккумуляторная батарея	○	○	○	○	○	○	○

○ - опция

Операционные бестеневые светильники S.I.M.E.O.N., Германия



	Sim.LED 7000/7000	Sim.LED 5000/5000	Sim.LED 7000	Sim.LED 5000	Sim.LED 3500
Потолочный 2-х купольный	•	•			
Потолочный 1- купольный			•	•	○
Передвижной				○	•
Регулировка освещенности	•	•	•	•	•
Сенсорный пульт управления	•	•	•	•	•
Регулировка цветовой температуры	○	○	○	○	○
Эндоскопическая подсветка	•	•	•	•	•

○ - опция

Операционные бестеневые светильники Dräger, Германия

ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



	Polaris 100/200	Polaris 600
Потолочный 2-х купольный	•	•
Легкое позиционирование	•	•
Стерилизуемая рукоятка	•	•
Температура на задней поверхности корпуса светильника < 35 °С	•	•
Интуитивно понятная панель управления, настенная панель	•	•
Ручки на корпусе светильника	•	•
Пульт ДУ		•
Срок службы светодиодов 50 000 ч	•	•
Цветовая температура 4400, 5000 или 5600 К	•	
Цветовая температура 3800, 4400, 5000 или 5600 К		•
Мобильная версия, возможность использования в качестве 3-го светильника	•	•
Цветовое кодирование		•
Регулировка диаметра светового поля		•
Синхронизация интенсивности света и цветовой температуры		•
Применение в интегрированной операционной		•
Камера высокого разрешения 120х зум, встроена в корпус светильника		•
Беспроводная передача видеосигнала с камеры		•
Стерильная сенсорная панель управления		•