



**CIT-4000**



**AT-16**



**OT-36C**

	<b>CIT-4000</b>	<b>AT-16</b>	<b>OT-36C</b>
Производитель	Huvitz	MediWorks	MediWorks
Страна	Южная Корея	Китай	Китай
Минимальная высота, мм	600	660	680
Максимальная высота, мм	850	880	840
Грузоподъемность, кг	60	50	140
Размер столешницы, мм	400×500	480×500	1127×560
Количество приборов на столе	1	1	2
Управление	Ножные педали	Кнопки на столешнице	Кнопки на столешнице