



HDC-9000N/PF



HCP-7000

Производитель	Huvitz	Huvitz
Страна	Южная Корея	Южная Корея
Вид	Экран	Проектор
Тип	Цифровой	Светодиодный
Крепеж	Настенный (опционально: напольный, настольный)	Настольный, на кронштейн рабочего места
Рабочее расстояние, м	1,5–6,0 (шаг 0,1)	2,5–8,0
Количество тестовых слайдов	31... 60	31... 60
Пульт дистанционного управления	+	+
Быстрая и бесшумная смена изображений	+	+