



**CR-2 AF**

**CR-2 plus AF**

**CX-1**

**Fundus Module 300**

Производитель	Canon	Canon	Canon	HAAG-STREIT
Страна	Япония	Япония	Япония	Швейцария
Тип	Немидриатическая	Немидриатическая	Гибридная (немидриатическая/мидриатическая)	Насадка на щелевую лампу (немидриатическая фундус-камера)
Угол поля зрения	45°	45°	50°	40°
Минимальный диаметр зрачка, мм	4,0 (3,3)	4,0 (3,3)	+	
Устранение непрозрачности сред глаза (COS-технология)	+	+	+	
Цветная фотография	+	+	+	+
Бескрасное фото (Red free)	+	+	+	+
Фото с синим фильтром (Cobalt)	+	+	+	+
Автофлюоресценция (FAF)		+	+	
Флюоресцентная ангиография (FA)				
Снимок переднего отрезка глаза	+	+		
Инфракрасный снимок переднего отрезка глаза	+			
Автофокусировка	+	+		
Автоснимок	+	+		
Автопереключение с переднего отрезка на сетчатку	+	+		
Автоэкспозиция	+	+		
Светодиодная (LED) вспышка	+			+
ЖК-дисплей наведения	+	+	+	+
Функция мозаики	Опция	Опция	Опция	Без склеивания