



Dixon S350

HS-5000/7000

H-Series

BI/BM/BP/BQ/BX

Производитель	MediWorks	Huvitz	Keeler	Haag-Streit
Страна	Китай	Южная Корея	Великобритания	Швейцария
Тип осветителя	Верхний	Верхний	Верхний	Верхний
Лампа осветителя	Галоген/LED	Галоген/LED	Галоген/LED	LED
Количество ступеней увеличения	2/3/5	5	3/5	2/2/3/5
Встроенный в микроскоп желтый фильтр		+	+	+/-/0/0/0
Синий (кобальтовый) фильтр осветителя	+	+	+	+
Бескрасный фильтр	+	+	+	+
Soft/полупропускающий/серый фильтр	+	+	+	+
Широкая щель — до 14 мм	+	+	+	+
Возможность комплектации фото/видеосистемой	+	+	+	+
Возможность комплектации аппланационным тонометром	+	+	+	+