

Смотровые столы Lojer, Финляндия



СМОТРОВЫЕ СТОЛЫ



	Capre E2	4040X	4040XL	4050X
2 секции	•	•	•	
3 секции				•
Гинекологическое стол-кресло				•
Колеса с центральной блокировкой	⊙	•	•	•
Ширина ложа 70/80 см	•	•	⊙	•
Ширина ложа 90/100 см		⊙	•	
Максимальная нагрузка 210 кг	•	•		•
Максимальная нагрузка 300 кг			•	
Диапазон регулировки высоты, см	45 - 92	40 - 95	42 - 97	49 - 97
Тренделенбург		⊙	⊙	⊙
Антитренделенбург			⊙	⊙
Аккумулятор	⊙	⊙	⊙	⊙

⊙ - опция



4040X



4040XL



4050X