

Спирометры Белинтелмед, Беларусь



	MAC2-C	MAC2-ПК
Компьютерный стационарный		•
Автономный стационарный	•	
Подходит для детей	•	•
Цветной дисплей	•	
Пневматический двунаправленный датчик потока	•	•
Вдох/выдох	•	•
Тесты: МВЛ, ФЖЕЛ, ЖЕЛ, АСТ, САТ, Анимационный	•	•
Калибровочное устройство	○	○
Печатающее устройство	○	○
Бронходилатационная проба	•	•
Функциональная проба	•	•
Провокационная проба	•	

○ - опция

Спирометры Chest, Япония



СПИРОМЕТРЫ



	CHESTOGRAPH HI-101	CHESTOGRAPH HI-105	CHESTOGRAPH HI-801
Стационарный/портативный	•	•	•
Подходит для детей	•	•	•
Цветной дисплей	•	•	•
Датчик потока	•	•	•
Сменные головки датчиков	•	•	•
Стерилизуем частично/полностью	•	•	•
Встроенный аккумулятор	•	•	•
Передача данных на ПК	•	•	•
Печатающее устройство	•	•	•
Изменяемые параметры:			
Жизненная емкость легких	•	•	•
Форсированная жизненная емкость легких	•	•	•
Максимальная произвольная вентиляция легких	•	•	•
Минутная вентиляция легких		•	•
Тесты с бронхопрепаратом	•	•	•