

## Стресс-система Dixon, КНР



## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СТРЕСС-СИСТЕМЫ



	ST-1212
Два варианта: проводная/беспроводная передача ЭКГ	•
ПО для стресс-теста	•
Компьютерный электрокардиограф	•
Персональный компьютер	•
Принадлежности для стресс-теста	•
Велоэргометр/беговая дорожка	•
Алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии	•
Количество отведений, выводящихся на дисплей	3, 6, 12
Отображение на дисплее ST трендов	•
Анализ усредненных комплексов, трендов и полной записи ЭКГ	•
Выявление аритмий	•
Встроенные протоколы/возможность создания собственных	•
Готовые формы отчетов	•

## Стресс-система GE Healthcare, США



	Case
ПО для стресс-теста	•
Компьютерный электрокардиограф	•
Персональный компьютер	•
Принадлежности для стресс-теста	•
Велоэргометр/беговая дорожка	•
Алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии	•
Количество отведений для мониторинга	3, 6, 12, 15
Количество отведений на экране	3, 6
Отображение на дисплее ST трендов	•
Анализ усредненных комплексов, трендов и полной записи ЭКГ	•
Выявление аритмий	•
Готовые формы отчетов	•
Хранение данных на жестком диске или в локальной сети	•

## Велоэргометр GE Healthcare, США



### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

#### ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ И БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

	eBike Basic	eBike Comfort
Регулировка нагрузки в диапазоне от 20 до 999 Вт	•	•
Количество оборотов в минуту – не зависит от нагрузки	•	•
Возможность двойного управления (велоэргометр, компьютер)	•	•
Скорость 30-130 об/мин	•	•
Регулировка высоты сидения	механическая	электропривод
Адаптация рукояток руля 360°	•	•
Расширенная регулировка (для детей и спортсменов)	•	•
Отображение настроек сидения на цифровом дисплее	•	•
Тренды нагрузки и ЧСС на дисплее	•	•
Встроенные протоколы эргометрии	•	•
Автоматический измеритель АД	○	○

○- опция

## Велоэргометр Dixon, КНР



	Велоэргометр
Регулировка нагрузки в диапазоне от 20 до 999 Вт	•
Количество оборотов в минуту – не зависит от нагрузки	•
Скорость 30-130 об/мин	•
Регулировка высоты сидения	•
Адаптация рукояток руля 360 °	•
LCD экран	•
Встроенные протоколы эргометрии	•
Допустимая нагрузка до 180 кг	•

## Беговые дорожки Dixon, КНР и BTL, Великобритания



	Беговая дорожка Dixon	08 Treadmill BTL
Электропривод	•	•
Встроенный интерфейс RS232 для подключения к ПК	•	•
Плавная регулировка угла наклона	•	•
Плавная регулировка скорости движения ленты	•	•
Кнопка экстренной остановки	•	•
Контрольная панель (дисплей)	•	○

○- опция