

## Вакуумные аспираторы Dixon, Россия



## ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ



	Vacus 7018	Vacus 7032	Vacus 7032g	Vacus 7209	Vacus 7305	Vacus 7308
Переносной	•	•	•	•		
Для гинекологии			•			
Для экстренной медицины		•		•		
Для хирургии		•	•		•	•
Емкости из поликарбоната	•	•	•	•	•	•
Емкости из стекла					•	
Сменные мешки для сбора секрета	•	•	•	•	•	•
Аккумулятор, питание от автомобильной бортовой сети				•		
Легкий вес не более 4,5 кг	•	•	•	•		

## Вакуумные аспираторы Atmos, Германия



	C 161	C 161 Battery	C 261	C 361	C 451	Record 55	S 351	S 201 Thorax	C 051 Thorax
Мобильный на роликах	○	○	○	○	○	•	○		
Для экстренной медицины	•	•	•	•	•	•	•		
Для торакального дренажа								•	•
Для гинекологии					○		○		
Емкости из поликарбоната	•	•	•	•	•	•		•	•
Емкости из стекла				○	○	○	•		
Одноразовые сменные сборники для ткани				○	○	○	○		
Аккумулятор		•						•	•
Питание от автомобильной сети		•							

○ - опция