

ИФА – АНАЛИЗАТОРЫ

Полуавтоматические планшетные фотометры

Awareness Technology

Функциональные характеристики:

- Автоматическая подача планшетов и обработка данных
- Двухлучевая оптика
- В комплекте четыре стандартных фильтра: 405 нм, 450 нм, 492 нм и 630 нм
- 1-канальная оптическая система, колесо на 6 фильтров, 4 фильтра в комплекте
- Возможно использование фильтра 340 нм (опция)
- Память более чем на 50 программируемых пользователем методик



Технические характеристики:		
Параметры:	Stat Fax 303 Plus	Stat Fax 2100
Измерительный планшет	3 x 8-луночных стрипов или 3 x 12-луночных стрипов	96-луночный планшет и любые стрипы
Производительность	30 с один стрип	2 минуты один 96-луночный планшет
Диапазон линейности	от -0,20 до 3,0 А	
Точность фотометрирования	+/- 1%	
Дисплей	16-символьный	2 x 24 символа
Клавиатура	16 сенсорных клавиш	29 сенсорных клавиш
Принтер	Встроенный термопринтер	Epson LX 300

Полуавтоматические промыватели для планшет (вошеры)

Awareness Technology

Функциональные характеристики:

Stat Wash

- Ручное промывающее устройство

Stat Fax 2600

- Предназначен для промывки планшетов и стрипов с плоским, круглым и V-образным дном
- Режим промывания программируется
- Полностью автоматизированный
- Автоматическое калибрование, выравнивание и последующее обнаружение ряда



Технические характеристики:		
Параметры:	Stat Wash	Stat Fax 2600
Управление	Ручное	Микропроцессорное
Промывающая головка в комплекте	8-канальная	8-канальная
Дополнительная промывающая головка	-	12-канальная
Программирование циклов промывания	-	+
Память	-	50 протоколов