

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные стерилизаторы S и B классов, которые обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов.

✓ Ключевые особенности

- Цилиндрическая камера
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)
- Встроенный принтер



HS-2522BL



HS-2522SD

Технические возможности

	HS-2522BL	HS-2522SD
Класс стерилизации	B	S
Количество программ	6	5
Объем камеры, л	22	22
Размеры камеры, (Ø×Г), мм	Ø255×447	Ø255×447
Горизонтальная загрузка	•	•
Настольный	•	•

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы производителя из Южной Кореи со встроенным микропроцессором, который обеспечивает полную автоматизацию всех функций и дает возможность проследить на дисплее цикл работы.

✓ Ключевые особенности

- Цилиндрическая камера вертикальной и горизонтальной загрузки
- Не требуют подключения к канализации и водопроводу
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)



HS-85



HS-60



HS-3460

Технические возможности

Технические возможности	HS-85	HS-60	HS-3460
Класс стерилизации	S	S	S
Количество программ	5	5	5
Объем камеры, л	85	60	60
Вертикальная загрузка	•	•	
Горизонтальная загрузка			•
Напольный	•	•	•

Стационарные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы Hanshin обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов. Характеризуются микропроцессорной системой управления и имеют функцию автоматического вывода на экран параметров всех этапов стерилизации.

✓ Ключевые особенности

- Стерилизаторы для оснащения ЦСО
- Универсальные и надежные системы
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)



HS-5020S



HS-5035S



HS-5035D

Технические возможности

Технические возможности	HS-5020S	HS-5035S	HS-5035D
Класс стерилизации	B	B	B
Объем камеры, л	196	350	350
Проходной тип			•
Непроходной тип	•	•	

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim представляет собой компактное настольное устройство, которое имеет несколько программ стерилизации, рассчитанных для удовлетворения различных потребностей экспресс-стерилизации.

✓ Ключевые особенности

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии



Statim 2000S



Statim 5000S

Технические возможности	Statim 2000S	Statim 5000S
Класс стерилизации	S	S
Стерилизация паром	•	•
Рабочая температура 121–134 °C	•	•
Объем камеры, л	1,8	5,1
Размер кассеты (Ш×Г×В), мм	280×180×40	380×180×80
ЖК-монохромный дисплей	•	•

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim серии G4 обладает теми же возможностями, что серия S, дополнительно имеет сенсорный экран и возможность подключения к компьютеру.



Statim 2000G4

✓ Ключевые особенности

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Беспрецедентный уровень интерактивности
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии



Statim 5000G4

Технические возможности

	Statim 2000G4	Statim 5000G4
Стерилизация паром	•	•
Объем камеры, л	1,8	5,1
Рабочая температура 121–134 °C	•	•
Размер кассеты (Ш×Г×В), мм	280×180×40	380×180×80
ЖК-цветной сенсорный дисплей	•	•
Сетевое подключение со сбором данных	•	•