



HS-2321BL/HS-3041 BL



HS-2321SD/ HS-3041SD

## Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные стерилизаторы S и B классов. Безопасные и эффективные автоклавы для лаборатории и медицины.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Квадратная камера
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)
- Дополнительная программа – прион (B класс)

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                         | HS-2321BL | HS-3041BL | HS-2321SD | HS-3041SD |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Класс стерилизации      | B         | B         | S         | S         |
| Количество программ     | 6         | 6         | 5         | 5         |
| Объем камеры, л         | 21        | 41        | 21        | 41        |
| Горизонтальная нагрузка | •         | •         | •         | •         |
| Настольный              | •         | •         | •         | •         |



HS-2522BL



HS-2522SD

## Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные стерилизаторы S и B классов, которые обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цилиндрическая камера
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)
- Встроенный принтер

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                           | HS-2522BL | HS-2522SD |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Класс стерилизации        | B         | S         |
| Количество программ       | 6         | 5         |
| Объем камеры, л           | 22        | 22        |
| Размеры камеры, ш × г × в | Ø 255×447 | Ø 255×447 |
| Горизонтальная нагрузка   | •         | •         |
| Настольный                | •         | •         |



HS-85



HS-60



HS-3460

## Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы производителя из Южной Кореи со встроенным микропроцессором, который обеспечивает полную автоматизацию всех функций и дает возможность проследить на дисплее цикл работы.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цилиндрическая камера вертикальной и горизонтальной загрузки
- Не требуют подключения к канализации и водопроводу
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                         | HS-85 | HS-60 | HS-3460 |
|-------------------------|-------|-------|---------|
| Класс стерилизации      | S     | S     | S       |
| Количество программ     | 5     | 5     | 5       |
| Объем камеры, л         | 85    | 60    | 60      |
| Вертикальная нагрузка   | •     | •     |         |
| Горизонтальная нагрузка |       |       | •       |
| Напольный               | •     | •     | •       |



HS-5020S



HS-5035S



HS-5035D

## Стационарные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы Hanshin обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов. Характеризуются микропроцессорной системой управления и имеют функцию автоматического вывода на экран параметров всех этапов стерилизации.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стерилизаторы для оснащения ЦСО
- Универсальные и надежные системы
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                    | HS-5020S | HS-5035S | HS-5035D |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Класс стерилизации | B        | B        | B        |
| Объем камеры, л    | 196      | 350      | 350      |
| Проходной тип      |          |          | •        |
| Непроходной тип    | •        | •        |          |



Statim 2000S



Statim 5000S

## Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim представляет собой компактное настольное устройство, которое имеет несколько программ стерилизации, рассчитанных для удовлетворения различных потребностей экспресс-стерилизации.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                  | Statim 2000S | Statim 5000S |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Класс стерилизации               | S            | S            |
| Стерилизация паром               | •            | •            |
| Рабочая температура 121 – 134 °С | •            | •            |
| Объем камеры, л                  | 1,8          | 5,1          |
| Размер кассеты, ш х г х в, мм    | 280×180 ×35  | 380×180 ×75  |
| ЖК-монохромный дисплей           | •            | •            |



Statim 2000G4



Statim 5000G4

## Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim серии G4 обладает всеми теми же, возможностями, что S серия дополнительно имеет сенсорный экран, возможность подключения к компьютеру.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Беспрецедентный уровень интерактивности
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                      | Statim 2000G4 | Statim 5000G4 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Стерилизация паром                   | •             | •             |
| Рабочая температура 121 – 134 °C     | •             | •             |
| Объем камеры, л                      | 1,8           | 5,1           |
| Размер кассеты, ш х г х в, мм        | 280×180 ×35   | 380×180 ×75   |
| ЖК – цветной сенсорный дисплей       | •             | •             |
| Сетевое подключение со сбором данных | •             | •             |