



## Ветеринарный монитор пациента Dixon Storm 5790 VET

Монитор пациента с широким спектром возможностей, отвечающий всем требованиям ветеринарных врачей. Переносной ветеринарный монитор пациента с 12-дюймовым графическим дисплеем. Возможность комплектации модулем капнометрии и мультигазового анализа.

### Функциональные характеристики:

- 🐾 Цветной TFT LCD дисплей 12.1" с высоким уровнем яркости
- 🐾 Отображение до 7 кривых одновременно
- 🐾 Измерение содержания респираторных и анестезирующих газов на вдохе и на выдохе (опция)
- 🐾 Просмотр и хранение графических и табличных трендов всех параметров за последние 168 часов, 1000 измерений НИАД, 1800 тревог
- 🐾 Время работы от аккумуляторной батареи более 5 ч
- 🐾 Встроенный 3-х канальный термопринтер (опция)
- 🐾 Имеет различные варианты крепления монитора: на поручень кровати, настенное крепление, а также передвижную 5-ти колесную стойку для крепления монитора
- 🐾 Аудиовизуальные тревоги, функция «Silence»

### Технические характеристики:

ЭКГ	По 5 отведениям Выбор усиления: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; автоматический
НИАД	Осциллометрический Диапазон измерений: SYS 30 – 270 мм рт. ст. DIA 10 – 220 мм рт. ст. MAP 20 – 235 мм рт. ст.
SpO <sub>2</sub>	Диапазон измерений от 0 до 100 % Погрешность 1 %
Пульс	Диапазон частоты измерений от 25 до 250 уд/мин
Температура	Диапазон измерений от 0 до 50°C Два канала
Дыхание	Метод импедансный, RA-LL (R-F) Диапазон измерений от 0 до 120 вдохов/мин
Тревоги	Высокий, средний и низкий уровень Звуковая и визуальная сигнализация Громкость от 45 до 85 Дб Возможность беззвучного режима
Тренды	168 часов, 1000 измерений НИАД
Опции	Капнометрия Мультигазовый модуль Термопринтер Крепления
Размеры	318 x 264 x 152 мм
Масса	до 4,5 кг

