



Стробоскоп Atmos MedizinTechnik, Германия

Бесшумный стробоскоп на базе LED-технологии с мерцающим и пилотным светом для диагностики голосовых связок и гортани в ЛОР-практике.

Strobo 21 LED



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Режимы «стоячей волны» и «временной лупы»
- Переключение режимов при помощи ножного регулятора
- Особо длительный срок службы источника света около 50.000 часов
- Немерцающий пилотный свет



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бесшумная стробоскопия
- Аудио-выход для архивирования аудио сигнала
- Оптимальная цветовая температура передачи белого цвета
- Никаких замен ламп
- Могут применяться ларингоскопы большинства известных производителей

