

Операционный стол Dixon, Китай

Современный операционный стол с расширенным функционалом. Благодаря большим углам регулировки может быть установлен в положения для всех основных видов операций.



ET800

✓ Ключевые особенности

- Модульная конструкция
- Функция программирования положений
- Механизм простого защелкивания секций
- Адаптирован для работы с С-дугой
- Электрическое и механическое управление ножной секцией

⚙ Функциональные возможности

- Электрогидравлический привод
- 8 секций
- Грузоподъемность 350 кг
- Функция положения «0»
- Аккумуляторная батарея
- Пульт управления с дисплеем



Операционные столы Dixon, Китай

Операционные столы, которые могут применяться при различных типах операций: гинекология, хирургия, офтальмология и тд. Модельный ряд позволяет подобрать необходимые функции и характеристики под себя.

✓ Ключевые особенности

- Аккумуляторная батарея позволяет работать даже при перебоях с электропитанием
- В стандартный комплект входит стандартный универсальный набор принадлежностей
- Адаптированы для работы с С-дугой (за исключением модели ET200)



ET700S



ET500



ET200

Технические возможности

	ET700S	ET500	ET200
Электрогидравлический привод	•		
Электромеханический привод		•	•
Продольный сдвиг стола	•	•	
Позиция «0»	•	•	
Пульт дистанционного управления	•	•	
Подголовник для офтальмологических операций			○

○ - опция

Операционные столы Dixion, Россия

Недорогие и надежные операционные столы с необходимыми функциями для проведения большинства видов операций. Простые в эксплуатации и монтаже.

✓ Ключевые особенности

- Основные регулировки: Тренделенбург, боковые наклоны, спинная секция, ножная и головная секции
- Колеса и стопоры для перемещения и ограничения подвижности стола соответственно



Surgery 8600



Surgery 8500

Технические возможности

Электрический привод

Surgery 8600

•

Surgery 8500

Продольный сдвиг стола

•

Матрас с эффектом памяти

•

Рентгенопрозрачность

•

•

Опоры для фиксации стола

•

•

Разделенная ножная секция

•

•

Дублирующая панель управления

•

Операционные столы Lojer, Финляндия

Надежное и удобное в использовании решение для операционных, рассчитанное на перспективу. Модульное ложе стола спроектировано таким образом, чтобы соответствовать анатомии человеческого тела, обеспечивая оптимальную опору при любом хирургическом вмешательстве.

✓ Ключевые особенности

- Рентгенопрозрачное ложе стола
- Возможность работы с С-дугой
- Продольный сдвиг ложа
- Раздельная ножная секция (при некоторых конфигурациях)



Scandia SC440 Prime



Scandia SC330



Scandia 310H

Технические возможности

	SC440 Prime	SC330	310H
Электромеханический привод	•		
Электрогидравлический привод		•	
Гидравлический привод			•
Встроенные аккумуляторы	•	•	
Съемные секции стола	•	•	
Беспроводной пульт управления (Bluetooth)	○	○	○

○ - опция