



GE Tonoport V

Система суточного мониторинга артериального давления GE Healthcare, США

GE Tonoport V – это новая модель рекордера амбулаторного мониторинга. Система проста и комфортна в использовании, имеет небольшие размеры и вес, оснащена функцией измерения давления, настройками ночного и дневного режимов, а также возможностью выбора протокола.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Продолжительность измерения АД, часов: 24, 48
- Объем памяти, измерений: 200
- Интервалы: до 200 циклов в течение 30 часов
- Расчет и представление по периодам: средние величины, показатели нагрузки давлением, вариабельность, макс. и мин. величины, ЧСС, ночное снижение АД и др.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Осциллометрический метод «ступенчатого выкачивания»
- ЖК-дисплей с выводом данных ЧСС, САД и ДАД
- Манжеты малого, стандартного и большого размера
- Автоинтерпретация в виде заключений, графиков, трендов и пр.

