

Операционные светильники DIXION, Россия



	Convelar 1677 LED	Convelar 1675 LED	Convelar 1655 LED	Convelar 1670 LED	Convelar 1650 LED	Convelar 1607 LED	Convelar 1605 LED
Потолочный 2-х купольный	•	•	•				
Потолочный 1- купольный				•	•		
Передвижной						•	•
Регулировка освещенности	•	•	•	•	•	•	•
Сенсорный пульт управления	•	•	•	•	•	•	
Регулировка цветовой температуры	•	•	•	•	•	○	
Эндоскопическая подсветка	•	•	•	•	•	•	
Аккумуляторная батарея	○	○	○	○	○	○	○

○- опция