

## Операционные светильники S.I.M.E.O.N., Германия



### ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



	Sim.LED 7000/7000	Sim.LED 5000/5000	Sim.LED 7000	Sim.LED 5000	Sim.LED 3500
Потолочный 2-х купольный	•	•			
Потолочный 1- купольный			•	•	•
Передвижной					•
Регулировка освещенности	•	•	•	•	•
Сенсорный пульт управления	•	•	•	•	•
Регулировка цветовой температуры	•	•	•	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•	•	•	•

•- опция