


# Монофокальная ИОЛ

## TECNIS®

### МОНОФОКАЛЬНАЯ ИОЛ

Торическая



# Монофокальная ИОЛ

## TECNIS® ТОРИЧЕСКАЯ ИОЛ

### МОДЕЛЬ

ZCT100 ZCT150 ZCT225 ZCT300 ZCT375 ZCT450 ZCT525 ZCT600  
ZCT700 ZCT800



**TECNIS®**  
Монофокальная ИОЛ  
Торическая

### Описание

- Однокомпонентная ИОЛ с квадратным краем по всей окружности для обеспечения барьера для клеток эпителия
- Край оптики матирован для снижения риска возникновения эффекта краевых бликов
- Запатентованная торическая асферическая поверхность по технологии волнового фронта корректирует роговичную сферическую абберацию глаза до нуля
- 10 цилиндров: от 1.00D до 8.00D

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| Размер                                 | Общий диаметр: 13,0 мм<br>Диаметр оптической части: 6,0 мм  |
| Оптическая часть                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром</li> <li>▪ Число Аббе 55</li> <li>▪ Рефракционный индекс: 1,47 при 35 °C</li> <li>▪ Однокомпонентный дизайн</li> <li>▪ Передняя торическая асферическая поверхность с дизайном WAVEFRONT* по технологии волнового фронта</li> <li>▪ Матовый квадратный оптический край PROTEC** по всей окружности ИОЛ</li> </ul>   |
| Гаптическая часть                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Трёхточечный дизайн фиксации TRI-FIX***</li> <li>▪ Офсетный дизайн гаптики</li> <li>▪ С-образная форма</li> </ul>  |
| Оптическая сила                        | От + 5,0 D до + 34,0 D с шагом в 0,5 D<br><br>10 величин цилиндров<br><br><b>Силы цилиндра (плоскость ИОЛ)</b><br>1.00D/ 1.50D/ 2.25D/ 3.00D/ 3.75D/ 4.50D/ 5.25D/ 6.00D/ 7.00D/ 8.00D<br><b>Силы цилиндра (плоскость роговицы)</b><br>0.69D/ 1.03D/ 1.54D/ 2.06D/ 2.57D/ 3.08D/ 3.60D/ 4.11D/ 4.80D/ 5.48D   |
| Поправочный коэффициент, (А-нонстанта) | 119,3 для оптической биометрии<br>118,8 для ультразвуковой биометрии  |
| Особенности                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Сферическая абберация ИОЛ -0,27 полностью компенсирует положительную сферическую абберацию роговицы +0,27</li> <li>▪ Запатентованная технология производственного процесса «алмазное криоточение» для минимизации эффекта «глистенинг»</li> <li>▪ Имплантируется через инжектор UNFOLDER® Platinum и картридж UNFOLDER® Platinum</li> <li>▪ Единая система доставки ИОЛ для всей платформы TECNIS®</li> <li>▪ Имплантация через разрез 2,2 мм</li> </ul> |



# Номера для заказа ZCT

| ZCT100 - ЦИЛИНДР 1.00 |            |              |            | ZCT150 - ЦИЛИНДР 1.50 |            |              |            |
|-----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| ДИОПТРИИ (+)          | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        | ДИОПТРИИ (+)          | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        |
| 5                     | ZCT1000050 | 20           | ZCT1000200 | 5                     | ZCT1500050 | 20           | ZCT1500200 |
| 5.5                   | ZCT1000055 | 20.5         | ZCT1000205 | 5.5                   | ZCT1500055 | 20.5         | ZCT1500205 |
| 6                     | ZCT1000060 | 21           | ZCT1000210 | 6                     | ZCT1500060 | 21           | ZCT1500210 |
| 6.5                   | ZCT1000065 | 21.5         | ZCT1000215 | 6.5                   | ZCT1500065 | 21.5         | ZCT1500215 |
| 7                     | ZCT1000070 | 22           | ZCT1000220 | 7                     | ZCT1500070 | 22           | ZCT1500220 |
| 7.5                   | ZCT1000075 | 22.5         | ZCT1000225 | 7.5                   | ZCT1500075 | 22.5         | ZCT1500225 |
| 8                     | ZCT1000080 | 23           | ZCT1000230 | 8                     | ZCT1500080 | 23           | ZCT1500230 |
| 8.5                   | ZCT1000085 | 23.5         | ZCT1000235 | 8.5                   | ZCT1500085 | 23.5         | ZCT1500235 |
| 9                     | ZCT1000090 | 24           | ZCT1000240 | 9                     | ZCT1500090 | 24           | ZCT1500240 |
| 9.5                   | ZCT1000095 | 24.5         | ZCT1000245 | 9.5                   | ZCT1500095 | 24.5         | ZCT1500245 |
| 10                    | ZCT1000100 | 25           | ZCT1000250 | 10                    | ZCT1500100 | 25           | ZCT1500250 |
| 10.5                  | ZCT1000105 | 25.5         | ZCT1000255 | 10.5                  | ZCT1500105 | 25.5         | ZCT1500255 |
| 11                    | ZCT1000110 | 26           | ZCT1000260 | 11                    | ZCT1500110 | 26           | ZCT1500260 |
| 11.5                  | ZCT1000115 | 26.5         | ZCT1000265 | 11.5                  | ZCT1500115 | 26.5         | ZCT1500265 |
| 12                    | ZCT1000120 | 27           | ZCT1000270 | 12                    | ZCT1500120 | 27           | ZCT1500270 |
| 12.5                  | ZCT1000125 | 27.5         | ZCT1000275 | 12.5                  | ZCT1500125 | 27.5         | ZCT1500275 |
| 13                    | ZCT1000130 | 28           | ZCT1000280 | 13                    | ZCT1500130 | 28           | ZCT1500280 |
| 13.5                  | ZCT1000135 | 28.5         | ZCT1000285 | 13.5                  | ZCT1500135 | 28.5         | ZCT1500285 |
| 14                    | ZCT1000140 | 29           | ZCT1000290 | 14                    | ZCT1500140 | 29           | ZCT1500290 |
| 14.5                  | ZCT1000145 | 29.5         | ZCT1000295 | 14.5                  | ZCT1500145 | 29.5         | ZCT1500295 |
| 15                    | ZCT1000150 | 30           | ZCT1000300 | 15                    | ZCT1500150 | 30           | ZCT1500300 |
| 15.5                  | ZCT1000155 | 30.5         | ZCT1000305 | 15.5                  | ZCT1500155 | 30.5         | ZCT1500305 |
| 16                    | ZCT1000160 | 31           | ZCT1000310 | 16                    | ZCT1500160 | 31           | ZCT1500310 |
| 16.5                  | ZCT1000165 | 31.5         | ZCT1000315 | 16.5                  | ZCT1500165 | 31.5         | ZCT1500315 |
| 17                    | ZCT1000170 | 32           | ZCT1000320 | 17                    | ZCT1500170 | 32           | ZCT1500320 |
| 17.5                  | ZCT1000175 | 32.5         | ZCT1000325 | 17.5                  | ZCT1500175 | 32.5         | ZCT1500325 |
| 18                    | ZCT1000180 | 33           | ZCT1000330 | 18                    | ZCT1500180 | 33           | ZCT1500330 |
| 18.5                  | ZCT1000185 | 33.5         | ZCT1000335 | 18.5                  | ZCT1500185 | 33.5         | ZCT1500335 |
| 19                    | ZCT1000190 | 34           | ZCT1000340 | 19                    | ZCT1500190 | 34           | ZCT1500340 |
| 19.5                  | ZCT1000195 |              |            | 19.5                  | ZCT1500195 |              |            |

# Номера для заказа ZCT

| ZCT 225 - ЦИЛИНДР 2.25 |            |              |            | ZCT 300 - ЦИЛИНДР 3.00 |            |              |            |
|------------------------|------------|--------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| ДИОПТРИИ (+)           | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        | ДИОПТРИИ (+)           | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        |
| 5                      | ZCT2250050 | 20           | ZCT2250200 | 5                      | ZCT3000050 | 20           | ZCT3000200 |
| 5.5                    | ZCT2250055 | 20.5         | ZCT2250205 | 5.5                    | ZCT3000055 | 20.5         | ZCT3000205 |
| 6                      | ZCT2250060 | 21           | ZCT2250210 | 6                      | ZCT3000060 | 21           | ZCT3000210 |
| 6.5                    | ZCT2250065 | 21.5         | ZCT2250215 | 6.5                    | ZCT3000065 | 21.5         | ZCT3000215 |
| 7                      | ZCT2250070 | 22           | ZCT2250220 | 7                      | ZCT3000070 | 22           | ZCT3000220 |
| 7.5                    | ZCT2250075 | 22.5         | ZCT2250225 | 7.5                    | ZCT3000075 | 22.5         | ZCT3000225 |
| 8                      | ZCT2250080 | 23           | ZCT2250230 | 8                      | ZCT3000080 | 23           | ZCT3000230 |
| 8.5                    | ZCT2250085 | 23.5         | ZCT2250235 | 8.5                    | ZCT3000085 | 23.5         | ZCT3000235 |
| 9                      | ZCT2250090 | 24           | ZCT2250240 | 9                      | ZCT3000090 | 24           | ZCT3000240 |
| 9.5                    | ZCT2250095 | 24.5         | ZCT2250245 | 9.5                    | ZCT3000095 | 24.5         | ZCT3000245 |
| 10                     | ZCT2250100 | 25           | ZCT2250250 | 10                     | ZCT3000100 | 25           | ZCT3000250 |
| 10.5                   | ZCT2250105 | 25.5         | ZCT2250255 | 10.5                   | ZCT3000105 | 25.5         | ZCT3000255 |
| 11                     | ZCT2250110 | 26           | ZCT2250260 | 11                     | ZCT3000110 | 26           | ZCT3000260 |
| 11.5                   | ZCT2250115 | 26.5         | ZCT2250265 | 11.5                   | ZCT3000115 | 26.5         | ZCT3000265 |
| 12                     | ZCT2250120 | 27           | ZCT2250270 | 12                     | ZCT3000120 | 27           | ZCT3000270 |
| 12.5                   | ZCT2250125 | 27.5         | ZCT2250275 | 12.5                   | ZCT3000125 | 27.5         | ZCT3000275 |
| 13                     | ZCT2250130 | 28           | ZCT2250280 | 13                     | ZCT3000130 | 28           | ZCT3000280 |
| 13.5                   | ZCT2250135 | 28.5         | ZCT2250285 | 13.5                   | ZCT3000135 | 28.5         | ZCT3000285 |
| 14                     | ZCT2250140 | 29           | ZCT2250290 | 14                     | ZCT3000140 | 29           | ZCT3000290 |
| 14.5                   | ZCT2250145 | 29.5         | ZCT2250295 | 14.5                   | ZCT3000145 | 29.5         | ZCT3000295 |
| 15                     | ZCT2250150 | 30           | ZCT2250300 | 15                     | ZCT3000150 | 30           | ZCT3000300 |
| 15.5                   | ZCT2250155 | 30.5         | ZCT2250305 | 15.5                   | ZCT3000155 | 30.5         | ZCT3000305 |
| 16                     | ZCT2250160 | 31           | ZCT2250310 | 16                     | ZCT3000160 | 31           | ZCT3000310 |
| 16.5                   | ZCT2250165 | 31.5         | ZCT2250315 | 16.5                   | ZCT3000165 | 31.5         | ZCT3000315 |
| 17                     | ZCT2250170 | 32           | ZCT2250320 | 17                     | ZCT3000170 | 32           | ZCT3000320 |
| 17.5                   | ZCT2250175 | 32.5         | ZCT2250325 | 17.5                   | ZCT3000175 | 32.5         | ZCT3000325 |
| 18                     | ZCT2250180 | 33           | ZCT2250330 | 18                     | ZCT3000180 | 33           | ZCT3000330 |
| 18.5                   | ZCT2250185 | 33.5         | ZCT2250335 | 18.5                   | ZCT3000185 | 33.5         | ZCT3000335 |
| 19                     | ZCT2250190 | 34           | ZCT2250340 | 19                     | ZCT3000190 | 34           | ZCT3000340 |
| 19.5                   | ZCT2250195 |              |            | 19.5                   | ZCT3000195 |              |            |

# Номера для заказа ZCT

| ZCT375 - ЦИЛИНДР 3.75 |            |              |            | ZCT450 - ЦИЛИНДР 4.50 |            |              |            |
|-----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| ДИОПТРИИ (+)          | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        | ДИОПТРИИ (+)          | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        |
| 5                     | ZCT3750050 | 20           | ZCT3750200 | 5                     | ZCT4500050 | 20           | ZCT4500200 |
| 5.5                   | ZCT3750055 | 20.5         | ZCT3750205 | 5.5                   | ZCT4500055 | 20.5         | ZCT4500205 |
| 6                     | ZCT3750060 | 21           | ZCT3750210 | 6                     | ZCT4500060 | 21           | ZCT4500210 |
| 6.5                   | ZCT3750065 | 21.5         | ZCT3750215 | 6.5                   | ZCT4500065 | 21.5         | ZCT4500215 |
| 7                     | ZCT3750070 | 22           | ZCT3750220 | 7                     | ZCT4500070 | 22           | ZCT4500220 |
| 7.5                   | ZCT3750075 | 22.5         | ZCT3750225 | 7.5                   | ZCT4500075 | 22.5         | ZCT4500225 |
| 8                     | ZCT3750080 | 23           | ZCT3750230 | 8                     | ZCT4500080 | 23           | ZCT4500230 |
| 8.5                   | ZCT3750085 | 23.5         | ZCT3750235 | 8.5                   | ZCT4500085 | 23.5         | ZCT4500235 |
| 9                     | ZCT3750090 | 24           | ZCT3750240 | 9                     | ZCT4500090 | 24           | ZCT4500240 |
| 9.5                   | ZCT3750095 | 24.5         | ZCT3750245 | 9.5                   | ZCT4500095 | 24.5         | ZCT4500245 |
| 10                    | ZCT3750100 | 25           | ZCT3750250 | 10                    | ZCT4500100 | 25           | ZCT4500250 |
| 10.5                  | ZCT3750105 | 25.5         | ZCT3750255 | 10.5                  | ZCT4500105 | 25.5         | ZCT4500255 |
| 11                    | ZCT3750110 | 26           | ZCT3750260 | 11                    | ZCT4500110 | 26           | ZCT4500260 |
| 11.5                  | ZCT3750115 | 26.5         | ZCT3750265 | 11.5                  | ZCT4500115 | 26.5         | ZCT4500265 |
| 12                    | ZCT3750120 | 27           | ZCT3750270 | 12                    | ZCT4500120 | 27           | ZCT4500270 |
| 12.5                  | ZCT3750125 | 27.5         | ZCT3750275 | 12.5                  | ZCT4500125 | 27.5         | ZCT4500275 |
| 13                    | ZCT3750130 | 28           | ZCT3750280 | 13                    | ZCT4500130 | 28           | ZCT4500280 |
| 13.5                  | ZCT3750135 | 28.5         | ZCT3750285 | 13.5                  | ZCT4500135 | 28.5         | ZCT4500285 |
| 14                    | ZCT3750140 | 29           | ZCT3750290 | 14                    | ZCT4500140 | 29           | ZCT4500290 |
| 14.5                  | ZCT3750145 | 29.5         | ZCT3750295 | 14.5                  | ZCT4500145 | 29.5         | ZCT4500295 |
| 15                    | ZCT3750150 | 30           | ZCT3750300 | 15                    | ZCT4500150 | 30           | ZCT4500300 |
| 15.5                  | ZCT3750155 | 30.5         | ZCT3750305 | 15.5                  | ZCT4500155 | 30.5         | ZCT4500305 |
| 16                    | ZCT3750160 | 31           | ZCT3750310 | 16                    | ZCT4500160 | 31           | ZCT4500310 |
| 16.5                  | ZCT3750165 | 31.5         | ZCT3750315 | 16.5                  | ZCT4500165 | 31.5         | ZCT4500315 |
| 17                    | ZCT3750170 | 32           | ZCT3750320 | 17                    | ZCT4500170 | 32           | ZCT4500320 |
| 17.5                  | ZCT3750175 | 32.5         | ZCT3750325 | 17.5                  | ZCT4500175 | 32.5         | ZCT4500325 |
| 18                    | ZCT3750180 | 33           | ZCT3750330 | 18                    | ZCT4500180 | 33           | ZCT4500330 |
| 18.5                  | ZCT3750185 | 33.5         | ZCT3750335 | 18.5                  | ZCT4500185 | 33.5         | ZCT4500335 |
| 19                    | ZCT3750190 | 34           | ZCT3750340 | 19                    | ZCT4500190 | 34           | ZCT4500340 |
| 19.5                  | ZCT3750195 |              |            | 19.5                  | ZCT4500195 |              |            |



# Номера для заказа ZCT

| ZCT 525 - ЦИЛИНДР 5.25 |            |              |            | ZCT 600 - ЦИЛИНДР 6.00 |            |              |            |
|------------------------|------------|--------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| ДИОПТРИИ (+)           | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        | ДИОПТРИИ (+)           | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        |
| 5                      | ZCT5250050 | 20           | ZCT5250200 | 5                      | ZCT6000050 | 20           | ZCT6000200 |
| 5.5                    | ZCT5250055 | 20.5         | ZCT5250205 | 5.5                    | ZCT6000055 | 20.5         | ZCT6000205 |
| 6                      | ZCT5250060 | 21           | ZCT5250210 | 6                      | ZCT6000060 | 21           | ZCT6000210 |
| 6.5                    | ZCT5250065 | 21.5         | ZCT5250215 | 6.5                    | ZCT6000065 | 21.5         | ZCT6000215 |
| 7                      | ZCT5250070 | 22           | ZCT5250220 | 7                      | ZCT6000070 | 22           | ZCT6000220 |
| 7.5                    | ZCT5250075 | 22.5         | ZCT5250225 | 7.5                    | ZCT6000075 | 22.5         | ZCT6000225 |
| 8                      | ZCT5250080 | 23           | ZCT5250230 | 8                      | ZCT6000080 | 23           | ZCT6000230 |
| 8.5                    | ZCT5250085 | 23.5         | ZCT5250235 | 8.5                    | ZCT6000085 | 23.5         | ZCT6000235 |
| 9                      | ZCT5250090 | 24           | ZCT5250240 | 9                      | ZCT6000090 | 24           | ZCT6000240 |
| 9.5                    | ZCT5250095 | 24.5         | ZCT5250245 | 9.5                    | ZCT6000095 | 24.5         | ZCT6000245 |
| 10                     | ZCT5250100 | 25           | ZCT5250250 | 10                     | ZCT6000100 | 25           | ZCT6000250 |
| 10.5                   | ZCT5250105 | 25.5         | ZCT5250255 | 10.5                   | ZCT6000105 | 25.5         | ZCT6000255 |
| 11                     | ZCT5250110 | 26           | ZCT5250260 | 11                     | ZCT6000110 | 26           | ZCT6000260 |
| 11.5                   | ZCT5250115 | 26.5         | ZCT5250265 | 11.5                   | ZCT6000115 | 26.5         | ZCT6000265 |
| 12                     | ZCT5250120 | 27           | ZCT5250270 | 12                     | ZCT6000120 | 27           | ZCT6000270 |
| 12.5                   | ZCT5250125 | 27.5         | ZCT5250275 | 12.5                   | ZCT6000125 | 27.5         | ZCT6000275 |
| 13                     | ZCT5250130 | 28           | ZCT5250280 | 13                     | ZCT6000130 | 28           | ZCT6000280 |
| 13.5                   | ZCT5250135 | 28.5         | ZCT5250285 | 13.5                   | ZCT6000135 | 28.5         | ZCT6000285 |
| 14                     | ZCT5250140 | 29           | ZCT5250290 | 14                     | ZCT6000140 | 29           | ZCT6000290 |
| 14.5                   | ZCT5250145 | 29.5         | ZCT5250295 | 14.5                   | ZCT6000145 | 29.5         | ZCT6000295 |
| 15                     | ZCT5250150 | 30           | ZCT5250300 | 15                     | ZCT6000150 | 30           | ZCT6000300 |
| 15.5                   | ZCT5250155 | 30.5         | ZCT5250305 | 15.5                   | ZCT6000155 | 30.5         | ZCT6000305 |
| 16                     | ZCT5250160 | 31           | ZCT5250310 | 16                     | ZCT6000160 | 31           | ZCT6000310 |
| 16.5                   | ZCT5250165 | 31.5         | ZCT5250315 | 16.5                   | ZCT6000165 | 31.5         | ZCT6000315 |
| 17                     | ZCT5250170 | 32           | ZCT5250320 | 17                     | ZCT6000170 | 32           | ZCT6000320 |
| 17.5                   | ZCT5250175 | 32.5         | ZCT5250325 | 17.5                   | ZCT6000175 | 32.5         | ZCT6000325 |
| 18                     | ZCT5250180 | 33           | ZCT5250330 | 18                     | ZCT6000180 | 33           | ZCT6000330 |
| 18.5                   | ZCT5250185 | 33.5         | ZCT5250335 | 18.5                   | ZCT6000185 | 33.5         | ZCT6000335 |
| 19                     | ZCT5250190 | 34           | ZCT5250340 | 19                     | ZCT6000190 | 34           | ZCT6000340 |
| 19.5                   | ZCT5250195 |              |            | 19.5                   | ZCT6000195 |              |            |

# Номера для заказа ZCT

| ZCT700 - ЦИЛИНДР 7.00 |            |              |            | ZCT800 - ЦИЛИНДР 8.00 |            |              |            |
|-----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| ДИОПТРИИ (+)          | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        | ДИОПТРИИ (+)          | КОД        | ДИОПТРИИ (+) | КОД        |
| 5                     | ZCT7000050 | 20           | ZCT7000200 | 5                     | ZCT8000050 | 20           | ZCT8000200 |
| 5.5                   | ZCT7000055 | 20.5         | ZCT7000205 | 5.5                   | ZCT8000055 | 20.5         | ZCT8000205 |
| 6                     | ZCT7000060 | 21           | ZCT7000210 | 6                     | ZCT8000060 | 21           | ZCT8000210 |
| 6.5                   | ZCT7000065 | 21.5         | ZCT7000215 | 6.5                   | ZCT8000065 | 21.5         | ZCT8000215 |
| 7                     | ZCT7000070 | 22           | ZCT7000220 | 7                     | ZCT8000070 | 22           | ZCT8000220 |
| 7.5                   | ZCT7000075 | 22.5         | ZCT7000225 | 7.5                   | ZCT8000075 | 22.5         | ZCT8000225 |
| 8                     | ZCT7000080 | 23           | ZCT7000230 | 8                     | ZCT8000080 | 23           | ZCT8000230 |
| 8.5                   | ZCT7000085 | 23.5         | ZCT7000235 | 8.5                   | ZCT8000085 | 23.5         | ZCT8000235 |
| 9                     | ZCT7000090 | 24           | ZCT7000240 | 9                     | ZCT8000090 | 24           | ZCT8000240 |
| 9.5                   | ZCT7000095 | 24.5         | ZCT7000245 | 9.5                   | ZCT8000095 | 24.5         | ZCT8000245 |
| 10                    | ZCT7000100 | 25           | ZCT7000250 | 10                    | ZCT8000100 | 25           | ZCT8000250 |
| 10.5                  | ZCT7000105 | 25.5         | ZCT7000255 | 10.5                  | ZCT8000105 | 25.5         | ZCT8000255 |
| 11                    | ZCT7000110 | 26           | ZCT7000260 | 11                    | ZCT8000110 | 26           | ZCT8000260 |
| 11.5                  | ZCT7000115 | 26.5         | ZCT7000265 | 11.5                  | ZCT8000115 | 26.5         | ZCT8000265 |
| 12                    | ZCT7000120 | 27           | ZCT7000270 | 12                    | ZCT8000120 | 27           | ZCT8000270 |
| 12.5                  | ZCT7000125 | 27.5         | ZCT7000275 | 12.5                  | ZCT8000125 | 27.5         | ZCT8000275 |
| 13                    | ZCT7000130 | 28           | ZCT7000280 | 13                    | ZCT8000130 | 28           | ZCT8000280 |
| 13.5                  | ZCT7000135 | 28.5         | ZCT7000285 | 13.5                  | ZCT8000135 | 28.5         | ZCT8000285 |
| 14                    | ZCT7000140 | 29           | ZCT7000290 | 14                    | ZCT8000140 | 29           | ZCT8000290 |
| 14.5                  | ZCT7000145 | 29.5         | ZCT7000295 | 14.5                  | ZCT8000145 | 29.5         | ZCT8000295 |
| 15                    | ZCT7000150 | 30           | ZCT7000300 | 15                    | ZCT8000150 | 30           | ZCT8000300 |
| 15.5                  | ZCT7000155 | 30.5         | ZCT7000305 | 15.5                  | ZCT8000155 | 30.5         | ZCT8000305 |
| 16                    | ZCT7000160 | 31           | ZCT7000310 | 16                    | ZCT8000160 | 31           | ZCT8000310 |
| 16.5                  | ZCT7000165 | 31.5         | ZCT7000315 | 16.5                  | ZCT8000165 | 31.5         | ZCT8000315 |
| 17                    | ZCT7000170 | 32           | ZCT7000320 | 17                    | ZCT8000170 | 32           | ZCT8000320 |
| 17.5                  | ZCT7000175 | 32.5         | ZCT7000325 | 17.5                  | ZCT8000175 | 32.5         | ZCT8000325 |
| 18                    | ZCT7000180 | 33           | ZCT7000330 | 18                    | ZCT8000180 | 33           | ZCT8000330 |
| 18.5                  | ZCT7000185 | 33.5         | ZCT7000335 | 18.5                  | ZCT8000185 | 33.5         | ZCT8000335 |
| 19                    | ZCT7000190 | 34           | ZCT7000340 | 19                    | ZCT8000190 | 34           | ZCT8000340 |
| 19.5                  | ZCT7000195 |              |            | 19.5                  | ZCT8000195 |              |            |