

ВЕЛОЭРГОМЕТР



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА



	Велоэргометр
Регулировка нагрузки в диапазоне от 20 до 999 Вт	■
Количество оборотов в минуту – не зависит от нагрузки	■
Скорость 30-130 об/мин	■
Регулировка высоты сидения	■
Адаптация рукояток руля 360 °	■
LCD экран	■
Встроенные протоколы эргометрии	■
Допустимая нагрузка до 180 кг	■

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



	Беговая дорожка
Электропривод	■
Встроенный интерфейс RS232 для подключения к ПК	■
Плавная регулировка угла наклона	■
Плавная регулировка скорости движения ленты	■
Кнопка экстренной остановки	■
Контрольная панель (дисплей)	■

○ опция