

Технические характеристики термостатов Memmert с охлаждением (Германия)

23.07.2014

Характеристики							
Индекс модели	IPP/IPPplus					IPS	
	32	55	110	260	750	260	750
Объем камеры, л	32	53	108	256	749	256	749
Конструкция	Элементы Пельтье						
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до 70 °C					от 14 °C до 45 °C	
Ширина камеры, мм	400	400	560	640	1040	640	1040
Высота камеры, мм	320	400	480	800	1200	800	1200
Глубина камеры, мм	250	330	400	500	600	500	600
Макс. количество полок	3	4	5	9	14	9	14
Станд. количество полок	1	1	2	2	2	2	2
Макс. мощность, Вт	125	175	350	525	1050	350	
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	