

Характеристики									
Индекс модели	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>160</b>	<b>260</b>	<b>450</b>	<b>750</b>	
Объем камеры, л	32	53	74	108	161	256	449	749	
Конструкция	Нагревательные элементы расположены с четырех сторон								
Диапазон рабочих температур	<p>от 5 °С выше комнатной при естественной конвекции</p> <p>от 10 °С выше комнатной при принудительной конвекции</p> <p>до 300 °С для сушижаровых шкафов до 250 °С для стерилизаторов</p> <p>до 80 °С для инкубаторов (стерилизация камеры при 160 °С для TwinDISPLAY)</p>								
Макс. к-во полок	3	4	6	5	8	9	8	14	
Станд. к-во полок	1	1	2	2	2	2	2	2	
Макс. мощность, Вт	U/S	1600	2000	2500	2800	3200	3400	5800	7000
	I	800	1000	1250	1400	1600	1700	1800	2000
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220	220/380	220/380