

Технические характеристики сухожаровых шкафов серии SFP

Температурные характеристики сухожаровых шкафов класса P

Класс	P
Дискретность задания температуры до 99,9 °C	0,1 °C
Дискретность задания температуры выше 99,9 °C	0,5 °C (по треб 0,1 °C)
Диапазон температуры: от комнатной +5 °C, до	250 °C
Однородность распределения температуры в камере (при 150 °C)	± 0,25 °C

Технические характеристики сухожаровых шкафов серий SFP

Серия	SFP	SFP	SFP	SFP	SFP	SFP
Модельные размеры	400	500	550	600	700	800
Объем камеры, л	53	108	153	256	416	749
Количество полок	4	5	7	7	9	14
Размеры камеры						
Ширина, мм	400	560	480	800	1040	1040
Глубина, мм	330	400	500	500	500	600
Высоты, мм	400	480	640	640	800	1200
Масса, кг	35	50	82	87	121	170