

Технические характеристики сухожаровых шкафов серий SNE и SFE

Температурные характеристики сухожаровых шкафов класса E

Класс	E
Дискретность задания температуры до 99,9 °C	0,5 °C (по треб. 0,1 °C)
Дискретность задания температуры выше 99,9 °C	0,5 °C
Диапазон температуры: от комнатной +5 °C, до	250 °C
Однородность распределения температуры в камере (при 150 °C)	± 0,25 °C

Технические характеристики сухожаровых шкафов серий SNE и SFE

Серия	SNE	SNE	SNE, SFE	SFE	SFE	SFE	SFE	SFE
Модельные размеры	200	300	400	500	550	600	700	800
Объем камеры, л	32	39	53	108	153	256	416	749
Количество полок	3	3	4	5	7	7	9	14
Размеры камеры								
Ширина, мм	400	480	400	560	480	800	1040	1040
Глубина, мм	250	250	330	400	500	500	500	600
Высоты, мм	320	320	400	480	640	640	800	1200
Масса, кг	28	30	35	50	82	87	121	170