

## Технические характеристики вакуумных печей, Memmert (Германия)

11.02.2014

Индекс модели	VO			VOcool	
	200	400	500	200	400
Объем камеры, л	29	49	101	29	49
Конструкция	Полки со встроенными нагревательными элементами и независимой регулировкой температуры			Термополка, соединенная с внешним модулем Пельтье	
Диапазон рабочих температур	от 5 °С выше комнатной до 200 °С			от 5 °С до 90 °С (опционально от 0 °С)	
Диапазон регулировок давления	от 10 до 1100 мбар; до 0,01 мбар в режиме LO			от 10 до 1100 мбар; до 0,01 мбар в режиме LO	
Ширина камеры, мм	385	385	545	385	385
Высота камеры, мм	305	385	465	305	385
Глубина камеры, мм	250	330	400	250	330
Максимальное количество разъемов	3	4	4	1	1
Стандартное количество разъемов	2	2	2	1	1
Стандартное количество полок	1	1	1	1	1
Макс. мощность (все полки), Вт	1200	2000	2400	400	500