



Принтеры с функцией термопечати AGFA, Бельгия

Уникальная технология термопечати AGFA позволяет отказаться от сложных оптических компонентов. DRYSTAR 5302 является DICOM совместимым принтером, что делает его подключение к любым существующим диагностическим установкам простым и удобным.

Drystar 5302



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 2 лотка
- 5 форматов печати
- 18 Гб встроенной памяти
- Подходят все стандартные размеры пленки: от 8x10 дюймов до 14x17 дюймов



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для КТ, МРТ и цифрового рентгена
- Отсутствие вращающихся или движущихся частей
- Загрузка пленки на свету
- Низкий уровень шума
- Отсутствие запахов при печати

