

Термошкаф медицинский Thermo TAxAT, Беларусь

Подогрев и хранение в тёплом виде растворов и жидкостей для инфузионной терапии, больничных одеял, нательного и постельного белья, перевязочных материалов, парафина, парафиновых смесей, озокерита.



Область применения:

Устанавливается в предоперационных, сестринских, процедурных и других помещениях медицинских учреждений.

Особенности:

- Поддержание заданной температуры 24 ч в сутки
- Равномерный нагрев инфузионных растворов и одеял
- Быстрое время нагрева (20–60 мин, в зависимости от выбранной температуры)
- Наличие моделей с различными размерами под требования заказчика (S, M, L)
- Модульная система
- Прочный корпус из нержавеющей стали

Микропроцессорная система управления

- LED дисплей
- Индикация текущей и заданной температуры
- 2 режима: «Растворы» и «Одеяла»
- Индикация открытия двери
- Световая и звуковая сигнализация
- Считыватель RFID-карт для блокировки кнопок панели управления
- Самотестирование при включении и в процессе работы



- Полки из нержавеющей стали
- Выдвижные и съемные полки для удобного использования и лёгкой дезинфекции внутренних поверхностей
- Функция блокировки дверей
- Возможность выбора лево- или правосторонней установки двери



Модульная система

Комбинирование моделей с управлением каждой отдельной камерой:

- S+S
- M+M
- M+S
- L+S

Варианты исполнения

- Стационарный
- Мобильный
- * Наличие колес, различных по диаметру



Технические характеристики

	Thermo S	Thermo M	Thermo L
Объем термошкафа	120 л	180 л	360 л
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	670×640×580 мм	670×640×840 мм	670×640×1450 мм
Количество полок	2	3	4/5
Максимальная потребляемая мощность	250 Вт	450 Вт	700 Вт
Напряжение/ частота питания		230 В / 50 Гц	
Диапазон рабочих температур		34–54°C	
Дискретность установления температуры		0,5°C	
Среднее время нагрева (при начальной t 20°C)			
· до температуры 34°C		20 мин	
· до температуры 42°C		35 мин	
· до температуры 54°C		60 мин	
Режим работы		24 часа в сутки	
Тип/класс защиты от поражения электротоком		В/І	
Степень защиты		IP23	