

Система обертываний Unbescheiden, Германия

Система состоит из тележки для подогрева лечебной грязи и многофункциональной кушетки для пелоидотерапии Jouvence. Хорошо подойдет для небольших отделений грязелечения, СПА салонов, салонов красоты и медицинских центров.



Система тонкослойных грязевых обертываний

✓ Ключевые особенности:

- Термотранспортная тележка для грязи
- Кушетка для пелоидотерапии Jouvence
- Минимальный расход грязи
- Не требуется подключение к водоснабжению

⚙️ Функциональные возможности:

- Пневмопривод регулирует ложе
- Водяной сердечник обеспечивает работу водяного матраса
- У тележки 4 колесика, из них 2 с блокировкой
- Габариты (Д x Ш x В): 2362x912x710 мм
- Объем водяного матраса: 180 л



Малые грязевые кухни Unbescheiden, Германия

Кухня для подготовки лечебной грязи имеет форму шкафа и оснащена котлом с перемешивающим устройством и сливной системой. Загрузка грязи осуществляется сверху через крышку.



✓ Ключевые особенности:

- Могут оснащаться котлом из антикоррозийной хромоникелевой стали на 60 или 80 литров, в зависимости от Ваших пожеланий
- Термостат, оснащенный специальным предохранителем с защитой от перегрева

⚙️ Функциональные возможности:

- Габариты (ДхШхВ): 65х65х95 см
- Объем котла: 60/80 л
- Потребляемая мощность: 3,4 кВт
- Тип мотора: редукторный
- 5 встроенных режимов подогрева аппликационной массы (макс. 60°C)
- 2 режима перемешивания

Кухня фанго-подготовки Unbescheiden, Германия

Комплекс предназначен для подготовки аппликационной массы, полностью автоматизирован и оснащен программой для разогрева и сохранения в тёплом состоянии фанго-парафина, парафина или парафино-озокеритовой смеси, рассчитанной на 7 дней.



✓ Ключевые особенности:

- Модульная система
- Смеситель, оснащённый сливным вентилем, крышкой и блоком управления
- 5 режимов приготовления фанго-парафина с температурой от 65 до 90°C
- Управляется таймером встроенным в смеситель с шагом от 0 до 60 мин

⚙️ Функциональные возможности:

- Смеситель фанго-парафиновый на 50/70 л
- Габариты (Д x Ш x В), см: 65 x 65 x 72
- 2-х дверный термошкаф на 14 поддонов
- Мощность котла 3 кВт
- Шкаф оснащён датчиком температуры



Фанго-парафин - S



Фанго-пленка

Настольные паровые ванны Unbescheiden, Германия

Настольные ванны с водяным нагревом с максимальной рабочей температурой – 90°C и автоматическим предохранительным отключением при 95° С.

✓ Ключевые особенности:

- Электронное управление аппаратом
- Экран с показателями рабочего режима и установленной температуры
- Внешняя часть корпуса ванны изготовлена из структурированной хромоникелевой стали, внутренняя часть - гладкая сталь с хромоникелем.
- Внутренняя и внешняя части корпуса термоизолированы друг от друга.



3.60 WTB 1



3.60 WTB 2

Функциональные и технические возможности

	3.60 WTB 1	3.60 WTB 2
Расходные материалы	Термокомпрессы	Термокомпрессы
Для разогревания одноразовых пакетов с аппликационной массой	•	•
Максимальное количество пакетов	10	16
Размеры, мм	700x450x450	1200x450x450
Вес, кг	30	40