

Система суточного мониторинга артериального давления

Бесшумная работа, легкая конструкция, высокая скорость измерений, а также автоматическая загрузка данных в ПО Cardiosoft позволяют быстро и точно оценить суточные колебания АД и поставить диагноз.



Tonoport VI



Ключевые особенности:

- Совместимость с системой регистрации
- ЭКГ в покое и под нагрузкой
- Большой вертикальный дисплей
- 2 метода измерения АД: классический и быстрый
- Простая манжета



Функциональные возможности:

- Быстрое измерение АД – 20 с
- Количество измерений – до 400
- Время работы – до 3 суток
- Масса с батареями 190 г
- 2 варианта подключения к ПК

